



ECG D-HEART 8/12 CANALI

Strumento portatile per il monitoraggio del ritmo cardiaco




D-Heart

MD C € 1370

 **eumaco**
Health Care Systems

D-Heart è un ECG a 8 o 12 canali per smartphone, che consente di acquisire in 12 secondi tracce ECG in qualsiasi luogo e condizione.

- disegnato per tutti gli utenti, non occorre nessun background medico
- affidabile clinicamente come un ECG ospedaliero
- sistemi certificati per ottenere risultati perfetti
- risultati condivisibili con il proprio cardiologo
- servizio di telecardiologia 24/24 per 7 giorni, con sottoscrizione
- ricaricabile ad induzione direttamente dalla custodia.



DOTAZIONE

Fornito con cordoni, 60 elettrodi monouso, cavo per gli elettrodi, custodia con incorporato l'alimentatore e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU, TR, JP, CN, TH, Arabo).

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Canali: 8 per uso del paziente, 12 per uso medico professionale	Frequenza di registro: - acquisizione 640 hz / ch - trasmissioni 640 a 4 intervalli in media (160 hz / ch)
Risoluzione a/d: 12 bit	Range di misurazione: > ±5 mV
Frequenza di risposta: 0,05 hz ~ 150 hz (-3 db)	Velocità di registrazione: 25 mm/s (std) / 50 mm/s
Lunghezza di acquisizione: da 12 a 60 s (8 canali) 12 s (12 canali)	Filtri: - AC 50/60 hz (digitale) - Muscolare 25/40 hz (digitale)

Smartphone e tablet testati e compatibili con il dispositivo D-Heart (dal 15/02/2021)

iPhone iOS 12 a 14 (non compatibile iOS 13.4)

• iPhone SE, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus, X, XS, XR, 11, 11Pro, 12, 12 Pro

iPad

• iPad Mini
• iPad Pro

Android Android 5.0 a 10.0

Smartphone

• Lenovo Moto G5
• Samsung A21s
• Samsung Galaxy J5, J6, J7, J8
• Samsung Galaxy S5, S6, S7, S8, S9
• Huawei P9, P9 Plus, P10, P10 Plus, P20, P20 Plus
• LG G6, G7, K41s
• Google Nexus 5X, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL
• Honor 8
• Xiaomi Mi 9T
• Redmi Note8T, Note9S
• Oppo A53s

Tablet

• Samsung Tab A 2019
• Huawei Mediapad T3 10'
• Mediacom Smartpad 10'

Seguici anche su:



Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it