



# FORA D40G

Strumento che unisce le funzionalità di un misuratore di pressione digitale con quelle di un glucometro



**FORA**<sup>®</sup>  
ForaCare Suisse AG

**MD** **C** **€** 0123



**eumaco**  
Health Care Systems

## INDICAZIONE D'USO

Indicato per il telemonitoraggio da remoto della pressione arteriosa e della glicemia in pazienti diabetici e scompensati.

## CONTENUTO CONFEZIONE

1x Bilancia BP800  
1x Batteria ricaricabile  
1x Cavo USB per la ricarica  
1x Dispositivo pungidito (acquistabile separatamente)  
25x Strisce reattive (acquistabili separatamente)  
50x Lancette monouso (acquistabili separatamente)

Il sistema **Fora D40g 3G** è uno strumento che unisce le funzionalità di un misuratore di pressione digitale con quelle di un glucometro. Con un unico dispositivo è quindi possibile monitorare l'andamento della pressione arteriosa e il livello di glicemia di un individuo. Il modulo GSM integrato permette l'invio automatico dei valori registrati al software Oyster - ECG & More per il telemonitoraggio da remoto del paziente.

## SPECIFICHE TECNICHE

### GENERALI

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Dimensioni:</b> 147x105x80 mm | <b>Batteria:</b> ioni di Litio ricaricabile |
| <b>Peso:</b> 500 g               | <b>Durata batteria:</b> fino a 600 misure   |
| <b>Display:</b> 82x79 mm LCD     |   |

### PARAMETRI

| PRESSIONE ARTERIOSA                          | GLICEMIA                                       |
|--|--|
| <b>Unità di misura:</b> mmHg                 | <b>Unità di misura:</b> mg/dL, mmol/L          |
| <b>Metodo di misurazione:</b> oscillometrico | <b>Metodo di misurazione:</b> amperometrico    |
| <b>Range Sys:</b> 60 mmHg - 250 mmHg         | <b>Range glicemia:</b> 20 mg/dL - 600 mg/dL    |
| <b>Range Dia:</b> 30 mmHg - 180 mmHg         | <b>Range ematocrito:</b> 35% - 55%             |
| <b>Range FC:</b> 30 - 199 bpm                | <b>Avviso ketone:</b> sì per valori >240 mg/dL |
| <b>Precisione:</b> ± 3 mmHg ± 2%             | <b>Precisione:</b> ±5 %                        |
| <b>Rilevazione battiti irregolari:</b> sì    | <b>Strip Test:</b> GOD/0.5µL/5s                |

### MEMORIA

**Memoria interna:** 800 misurazioni

### TRASMISSIONE DATI

**Modulo GSM:** 2G/3G

### CLASSIFICAZIONE

|  |  |
|--|--|
| <b>Classificazione secondo dir. 93/42/CEE:</b> IIa | <b>Marcatura CE:</b> si                |
| <b>Conformità dir. 93/42/CEE:</b> si               | <b>Dichiarazione di conformità:</b> si |
| <b>CND:</b> W0201060102                            | <b>BD/RDM:</b> 1844852                 |
| <b>Garanzia:</b> 12 mesi                           |  |

### CONDIZIONI DI UTILIZZO/CONSERVAZIONE

**Temperatura:** 10°C - 40°C (utilizzo) / -20°C - 60°C (conservazione)

**Umidità:** 15% - 90% (utilizzo e conservazione)

Seguici anche su:



 **eumaco**  
Health Care Systems

Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • www.eumaco.it